



1. ¿Qué es y por qué elegir jabón de glicerina?

- El jabón de glicerina es un jabón elaborado a partir de una base con glicerina vegetal u orgánica, es un ingrediente natural que ayuda a mantener la hidratación de la piel.
- Se elige porque es suave, seguro y fácil de trabajar, ideal para pieles sensibles y para quienes están comenzando en la jabonería, ya que no requiere manipular químicos complejos. Además, permite crear jabones personalizados con aromas, colores e ingredientes naturales, combinando cuidado de la piel con creatividad.

2. Materiales necesarios

- Base de glicerina, disponible en vegetales y orgánica, e incluso enriquecida (karité, aloe, miel...) Colorantes y fragancias: específicos para jabones, esencias o aceites esenciales .
Utensilios: cuchillo para cortar, jarra resistente al calor, espátula, moldes (especialmente de silicona), alcohol en spray para eliminar burbujas, báscula o vasos de medida





Consejos útiles

- Cuando derrites tu base, siempre debes mantenerla vigilada y estar atenta para cuando esté totalmente derretida, la idea es que esto no se sobrecaliente, por eso sigue las instrucciones de tiempo.
 - Cuando derritas debes hacerlo por tandas del tiempo indicado, entre cada tanda, debes sacar, revolver .
 - Siempre aplica alcohol para burbujas, antes y después de verter la mezcla al molde. Considera que entre poner el pigmento y el aroma te deberías tardar unos 30 segundos, y verter rápidamente en el molde.
 - Trabaja en un lugar donde no haya corrientes de aire ya que eso puede hacer que el jabón se endurezca más rápido de lo presupuestado.
 - Mientras menos cantidad derritas más rapido se derrite por lo que necesitas derretir por menos tiempo y así mismo más rapido endurece.
 - Guarda los jabones en un lugar fresco, seco y oscuro.
 - Se pueden usar en el rostro si no tienen exfoliantes duros Si tienes restos, puedes derretirlos de nuevo.
- Usa siempre ingredientes aptos para cosmética (no comestibles).





Jabón exfoliante de café con lufa.

1. Preparara tu espacio y lufa

Limpio, ordenado y sin distracciones, deja una lufa lista para ponerla en tu molde cuando sea necesario, si quieres puedes enredar en la lufa una tirita de cañamo para poder colar posteriormente el jabón.

2. Corta la base de glicerina

Corta 110 gramos de glicerina blanca o transparente

3. Derrite la base

En microondas(intervalos cortos de 20 segundos) a temperatura alta o a baño maría. No sobrecalientes.

4. Agrega losaditivos

- Decoración: aplica una cucharadita de café molido o en grano (para este diseño no necesitamos ni aroma ni pigmento ya que el café nos ntrega tanto aroma como color)

5. Mezcla bien

Con una espátula para distribuir todo de manera uniforme.

6. Vierte en los moldes

Hazlo con cuidado. Rocía con alcohol para eliminar burbujas antes y después de verter la mezcla.

7. Aplicación de lufa.

Una vez la mezcla está en el molde debes poner la lufa y hundirla suavemente para que quede una parte entre el jabón y otra parte sobresaliente.

8. Enfría

Deja enfriar 50 minutos a temperatura ambiente.

9. Envuelve y conserva

Usa film plástico para mantenerlos frescos y secos. Puedes decorarlos o etiquetarlos si son para regalar o vender.





Jabón terapéutico de lavanda

1. Preparara tu espacio

Limpio, ordenado y sin distracciones, si quieres puedes colocar lufa y una tirita de cañamo para poder colar posteriormente el jabón.

2. Corta la base de glicerina

Corta 110 gramos de glicerina blanca o transparente

3. Derrite la base

En microondas (intervalos cortos de 20 segundos) a temperatura alta o a baño maría. No sobrecalientes.

4. Agrega los aditivos

- Pigmento: Agrega 2 gotitas de pigmento morado Aromas: Agrega
- 12 gotas de aroma a lavanda. (Puedes agregar más si gustas)
- Decoración: Aplica una cucharadita de lavanda, puede ser entera o molida.

5. Mezcla bien

Con una espátula para distribuir todo de manera uniforme.

6. Vierte en los moldes

Hazlo con cuidado. Rocía con alcohol para eliminar burbujas antes y después de verter la mezcla.

7. Aplicación de lufa

Una vez la mezcla está en el molde, debes poner la lufa y hundirla suavemente para que quede una parte entre el jabón y otra parte sobresaliente.





Jabón hidratante de avena & miel

1. Preparara tu espacio

Asegúrate de trabajar en un lugar limpio, ordenado y libre de distracciones para un proceso seguro y cómodo.

2. Corta la base de glicerina

Corta 100 gramos de glicerina blanca o transparente

3. Derrite la base

En microondas (intervalos cortos de 20 segundos) a temperatura alta o a baño maría. No sobrecalientes.

4. Agrega los aditivos

- Agrega la miel y la avena en copos, una cucharada de cada producto.
- Aromas: Agrega 12 gotas de aroma de tu preferencia. (Puedes agregar más si gustas)
- Opcional: agregar colorante.

5. Mezcla bien

Con una espátula para distribuir todo de manera uniforme.

6. Vierte en los moldes

Hazlo con cuidado. Rocía con alcohol para eliminar burbujas antes y después de verter la mezcla.

7. Enfriar

Deja reposar a temperatura ambiente entre 1 a 2 horas (dependiendo del tamaño).

8. Desmoldar

Una vez firme, desmolda con cuidado.

